

14.5.2019

Uusien verisolulaskijoiden käyttöönoton aiheuttamat muutokset

Tämä tiedote koskee NordLab Kokkolan aluelaboratorion asiakkaita.

Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä**B -PVK+T, nro 2474****Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä****B –Diffi, nro 2225****Eosinofiilit, verestä****B –Eos, nro 1330****Neutrofiilit, verestä****B –Neut, nro 3238****Retikulosyytit, punasoluista****E –Retik, nro 2582****Muutos tulee
voimaan** 15.5.2019**Muutoksen
kuvaus**

Uudet verisolulaskijat otetaan käyttöön NordLab Kokkolan laboratoriossa. Differentiaalilaskennan löydökset ja lausunnot muuttuvat NordLabin yhtenäisen käytännön mukaisiksi.

Laboratorion differentiaalilaskennan mikroskoopilla tarkastamat tutkimukset muuttuvat muotoon L -Neut-M, L -Eos-M, L -Baso-M, L -Monos-M, L -Lymf-M, L -Blast-M, L -Myel-M, L -Prom-M, L -Meta-M ja B -ErytBl.

Retikulosyyttien tulostaso nousee n. 10 % ja viiteväli muuttuu.

Hematokriitin yksikkö muuttuu prosentista suhteeksi, esim. 45 % → 0,45.

Tutkimusten nimet ja numerot eivät muutu.

Kriittisen tuloksen ilmoittamiskäytäntö ei muutu: ilmoitamme puhelimitse tilaavaan hoitoyksikköön, mikäli hemoglobiini on alle 60 g/l.

Viitevälit muuttuvat

	Vanha viiteväli	Uusi viiteväli	Yksikkö
E -Retik	0,6 – 2,0	0,7 – 2,3	%
B -Retik	26 – 95	30 – 108	x 10 ⁹ /l

**Tiedusteluihin
vastaavat**

Jukka Saarimies, puh. 0400 145518, jukka.saarimies@nordlab.fi

Eeva-Riitta Savolainen, os. ylilääkäri, puh 040 635 6297, eeva-riitta.savolainen@nordlab.fi

Jukka Saarimies

NordLab Kokkola/aluelaboratorion johtaja

Jakelu

Soite, Työplus: lääkärit, osastonhoitajat, laboratorion yhdyshenkilöt